

Dia DENS PCM 6

das Universalgerät zur Selbstbehandlung



Anwendungsgebiete:

- Vorbeugung und Therapie
- Nachbehandlung und Rehabilitation
- Notfall und Akuterkrankungen
- konventionell auskurierte u. chronische Fälle
- Sportmedizin + Trainingsbereich
- Kosmetische Behandlung

Viele führen das Gerät mit sich um schmerzenden Rücken, Verspannungen, Gelenkbeschwerden, Nackenschmerzen, Muskelkater, etc. jederzeit behandeln zu können. Die medizinische Kosmetik erhält mit dem Gerät wirksame Hilfe bei Falten, Cellulite, Hautunreinheiten, Narbenbildung, Hilfe bei Erkältung, Halsschmerzen, Darmprobleme, Potenz, Depression uvm.

Zielsetzung:

- Schmerzlinderung
- Entzündungshemmung
- Regulierung der Immunreaktionen
- Normalisierung des Stoffwechsels
- Besserung des Körpergefühls
- Besserung des psychoemotionalen Befindens
- Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit + Lebensqualität

Hauptvorteile:

- kein Gewöhnungseffekt
- automatische oder manuelle Wahl von Frequenz und Stimulationsmodus
- breites Indikationsspektrum- hohe Effektivität
- klein, leicht, mobil einsetzbar
- anwendbar von Laien und Therapeuten
- kaum Kontraindikationen – ohne Nebenwirkungen

Das DiaDENS-PCM 6 hat folgende Behandlungsprogramme:

- Frequenzen: 10,20,60,77,125,140 u.200Hz
- das Prophylaxeprogramm MED
- Screening zur Schnellsuche nach Trigger - Zonen
- Programm: mit 24 voreingestellten Programmen und Zonenanzeige
- infratiefe Frequenzen 1.0 - 9.9 Hz,
- kombinierte Frequenz 7710 (entspannend)
- NEU kombinierte Frequenz 7720 (Beruhigung, Schmerzlinderung)
- Modulierte Frequenz 77 AM (aufbauend)
- Modus „Kinder“ mit Dauer/Intensitätsreduzierung

