

NEURODENS – Cardio 4

Elektrotherapiegerät zur
Korrektur des arteriellen Blutdrucks.



jetzt NEU!! mit 4 Programmen

Mit seiner Hilfe kann man während der Behandlungszyklen den Blutdruck regulieren und so den Gesundheitszustand deutlich bessern. Die Bedienung der Geräte erfordert keine spezielle medizinische Ausbildung.

Die Handhabung des Gerätes ist einfach:

Man befestigt es an der Hand und schaltet es ein. Dank eines speziellen Modus funktioniert es danach automatisch. Dieser Modus ist ein Ergebnis von umfangreichen klinischen Untersuchungen, die während der Entwicklung von NEURODENS-Cardio durchgeführt wurden. Es handelt sich dabei um einen speziellen Modus zur Korrektur von arteriellem Blutdruck, der für alle Nutzer absolut sicher ist.



Die Elektrostimulation des NEURODENS-Cardio-Gerätes trägt zur Normalisierung des Tonus der Gefäßwand bei, die Erweiterung der Kapillaren bessert die Hämodynamik im Mikrozirkulationssystem.

- Der Blutdruck stabilisiert sich auf ein für den Patienten akzeptables Niveau
- Besserung der allgemeinen Gesundheit
- Psycho-emotionaler Zustand bessert sich
- Leistungsfähigkeit steigt
- Risiko von Bluthochdruck-Komplikationen ist reduziert
- Die Lebensqualität eines Patienten ist verbessert



Programm 1 - ist zur Korrektur des Gefäßtonus, bei Funktionsstörung des Zentralnervensystems bestimmt



Programm 2 - zur Verringerung von Ödemen, Ableitung von überschüssiger Flüssigkeit und zur Vorbeugung von Arteriosklerose



Programm 3 - zur Korrektur bei vegetative Stoffwechselstörungen Bluthochdruck aufgrund von Diabetes und Fettleibigkeit empfohlen



Programm 4 - zum Ausgleich des psycho-emotionalen Zustands und des allgemeinen Wohlbefindens. Die Wirkung ist entspannend. Anwendung bei Blutdruckanstieg durch emotionale Belastung.

